

BRAUN

Oral-B

ProfessionalCare 8500 OxyJet

ブラウン オーラルB
プロフェッショナルケア 8500
オキシジェット

使用説明書／保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、
正しくご使用ください。
この使用説明書には保証書が
添付されておりますので、
大切に保管してください。

Type 3719



安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じる可能性がある内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■絵表示の例



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。










⚠ 警 告

	●改造しないでください。(また)修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 ●製品を廃棄するとき以外は絶対分解しないでください。
	●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

⚠ 注 意

	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
	●ご使用の前にノズルにガタツキや変形がないか確認してください。 歯茎や口唇を傷つけることがあります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート発火の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	●交流100-110V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
	●ノズルは口腔内で過度に強く押さえつけないでください。歯茎や口唇を傷つけることがあります。
	●本体部分(ジェットノズル、水容器を除く)を風呂場で使用しないでください。
	●本体部分(ジェットノズル、水容器を除く)は、水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ブラウン オーラルB オキシジェット イリゲーター(口腔洗浄器)の特徴

●ブラウン オーラルB オキシジェット イリゲーター(口腔洗浄器)は水の中に空気を混合させることによりマイクロバブル(微細な泡)をつくりだします。このマイクロバブルが水流とともに歯垢の細菌をアタックします。同時に、歯の間に溜まった食べ物の残りかすを取り除き、また歯茎へのマッサージをおこないます。このイリゲーターは、ブラウン オーラルBの電動ブラシで歯をブラッシングした後でお使いになることをおすすめいたします。

この使用説明書をご使用になる前に注意深くお読みになり、またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

重要：定期的にコード、ジェットノズルに破損がないか確認してください。もし破損が見つかりましたらブラウンリペアセンターへお問い合わせください。
損傷がある場合または破損している製品はお使いにならないでください。

仕様

- a) ジェットノズル
- b) ジェット噴射切替えスイッチ
- c) ジェットノズル収納ケース
- d) ジェットノズル取り外しボタン
- e) ON／OFFスイッチ
- f) 水圧調整ダイヤル
- g) スライドスイッチ(水流ON／OFF)
- h) イリゲーター本体
- i) 水容器(約600ml)
- j) コード収納部

定 格	AC100-110V. 24W.
寸 法	幅167×奥行138×高さ175mm
質 量	1,177g
付 属 品	ジェットノズル4本、壁掛けホルダー、壁掛け用ネジ
インパルス(r.p.m.)	700-1150ストローク／分
最大使用時間	15分使用後クールオフ時間、2時間が必要
水 の 容 量	約600ml
自動電源オフ機能	10分後
水 量	水圧調節ダイヤル5にて300ml

オキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）の使い方

はじめてご使用になる前に、水容器を水で満たし、オキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）本体を手で持ちながらしっかりと水通しをしてください。

1. ジェットノズルを本体にカチッと音がするのを確認しながら取り付けます。（4頁・図1）水容器を水で満たします。その際水の中に洗口液等の口腔洗浄剤を入れても結構です。



ご使用の前にノズルにガタツキや変形がないか確認してください。歯茎や口唇を傷つけることがあります。




ノズルに落下等の強い衝撃を与えますと、変形やひび割れが生じ破損する場合がありますので、そのような場合はご使用にならないでください。

2. ON／OFFスイッチを押してオキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）のスイッチを入れます。（4頁・図2）（この時点ではスライドスイッチ（水流ON／OFF）はまだ上部の方向へスライドさせないでください。）
3. 水圧調節ダイヤルで水圧の強さを選択します。（4頁・図3）（1＝弱い、5＝強い）特に歯茎に出血傾向のある方、またはお子様がオキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）を使う場合、まずは1のレベルでスタートすることをおすすめします。
4. 洗面台へ前かがみになり、ジェットノズル部分を歯と歯茎の部分にあてます。スライドスイッチを上部の方向へスライドさせ、水流をスタートさせます。（4頁・図4）口を少し開けて、口腔内の水が洗面台へ流れ落ちるようにします。

ジェット噴射切替えスイッチを上下に切り替えることにより、下記の2種類のジェット水流を選択できます。（この切替えを行う際、スライドスイッチを下部の方向に下げて水流を止めてから行ってください。）


回転式水流

通常の口腔内洗浄および歯茎のマッサージに。
（ジェット噴射切替えスイッチを下部に向ける）
水流が回転しながら噴射され、マイクロ バブルが歯肉縁下隅々までとどきます。




モノ水流

部分的に特に落としたい部位がある場合に。
（ジェット噴射切替えスイッチを上部に上げる）
水流が直線的に噴射され、その部位をクリーニングします。



ジェット噴射機能の働きを高めるために、ジェットノズルの下部に細かい網が取り付けられています。水流の勢いが弱くなったと感じた場合は、ノズルを平らな所に軽くコツコツと当てるなどして、付着物を取り除いてください。



清掃方法（毎日のご使用のあとに）

使用後は必ず水容器の中の水を完全に空にしてください。しばらく製品を使わないで、しかも少しでも水が残っていると細菌繁殖等の原因になりますのでご注意ください。

- ON／OFFスイッチを押してオキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）の電源を切ります。万が一スイッチを消し忘れても、10分後には自動的に電源が切れます。この自動的に電源が切れた状態で、もう一度電源をONにするには、ON／OFFスイッチを連続して2回押します。
- ジェットノズルを取り外す際は、ジェットノズル取り外しボタンを押します。（4頁・図5）ジェットノズルはジェットノズル収納ケースにて保管します。イリゲーター本体を乾いた布で水分をよく拭いてからホルダーに戻します。
- 定期的に乾いた布できれいに拭いてください。水容器、およびジェットノズル収納ケースは取り外して、定期的に水洗いをすることをおすすめします。

English

The **Braun Oral-B ProfessionalCare® 8500 OxyJet™** irrigator mixes air into water in the form of micro-bubbles. These micro-bubbles in the water stream attack plaque bacteria. At the same time, it removes remaining food particles from between your teeth and massages your gums. Always use the irrigator after brushing your teeth.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water. The plug should always be accessible. Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning appliance shall no longer be used. Take it to a Braun Repair Centre.

Description

- a) Irrigator jet
- b) Jet switch
- c) Jet compartment
- d) Jet release button
- e) On/off switch
- f) Water pressure control dial
- g) Handle switch (water stop and go)
- h) Irrigator handle
- i) Water container (600 ml/20 fl. oz.)
- ① Cord Storage

Specifications

Power supply: see bottom of housing

Power intake: 24 W

Using the Braun Oral-B ProfessionalCare® 8500 OxyJet™ irrigator


Before using for the first time, fill the water

container and allow the water to run through completely by holding the irrigator handle over a washbasin.


1. Attach one of the irrigator jets to the handle until it locks into place. Fill the water container with water and add mouthwash, if desired.
2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch. (When doing so, the handle switch should be in the lower position = water stop.)
3. Select the water pressure with the pressure control dial (1 = gentle, 5 = strong). We recommend that you start with setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children are using the irrigator.
4. Bend over the washbasin and guide the jet to your teeth and gums. Slide the handle switch up to start the water stream. Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the washbasin.
You can choose between two different jet functions by sliding the jet switch down or up (before doing so, turn off the water stream by sliding the handle switch down):

Rotating stream: for general cleaning and gum massage (jet switch in lower position)

The rotation of the water stream and its micro-bubbles is designed for easy penetration.




Mono stream: straight water stream for site-specific cleaning (jet switch in upper position)



Max. operating time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

To ensure the irrigator jet functions, a small sieve is incorporated in the lower end of the shaft. Should you notice a reduced water pressure, check the sieve for any deposits and remove them, e.g. by carefully tapping the shaft on a flat surface.



After use

Always empty the water container entirely to prevent bacteria from collecting in the standing water. If your dentist has recommended use of a chlorhexidine solution with your irrigator, allow some water to run through the irrigator after use to prevent any deposit build-up.

Press the on/off switch to turn off the irrigator. The irrigator will automatically turn off after 10 minutes if you forget to turn it off manually. In this case, to turn it on again, you have to press the on/off switch twice.

To take off the irrigator jet, press the jet release button. The jets can be stored in the jet compartment. Wipe the handle dry and place it back onto its base.

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water container and the jet compartment are removable and dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



The nozzle may break or become damaged if a strong force is exerted on it. Please refrain from using nozzle in this situation.



Please check that the nozzle is not shaky or damaged before use, since this could harm your gums or lips.

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Repair Centre.

保証書とアフターサービス

1. 保証書について

- 保証書はこの使用説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。（但し、替ブラシ等の消耗部品は保証対象外です。）

2. 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

- 保証期間中は・・・お買い上げの販売店に保証書を提示の上、お申しつけください。
- 保証期間が過ぎているときは・・・修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望により有料修理させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品を製造後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 内部蓄電池利用製品について

取り扱い説明書にしたがった充電をしても使用時間が著しく低下した場合は、電池の寿命によるものとお考えいただき、電池交換修理をご依頼ください。（有料修理になります。）

5. アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

製品全般についてのお問い合わせ等のご相談は・・・ブラウンお客様相談室

0120-13-6343

受付時間 9:00-12:30/13:30-17:30（祝祭日を除く月～金）

ホームページからもご相談いただけます。<http://www.braun.co.jp>

ご依頼をいただきました修理等については・・・ブラウンリペアセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター 物流ビルB棟 E3-4

Tel: 03-5753-8802

受付時間 9:00-12:30/13:30-17:30（祝祭日を除く月～金）

*ご注意:所在地、電話番号、受け付け時間に変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 専用コードやプラグが異常に熱い。
- 本体及び部品の変形・破損。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

◆商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

無料修理規定

1. 使用説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書記入のお買い上げ販売店に、修理のご依頼ができない場合、ブラウンお客様相談室またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定以外の使用電源（電圧・周波数）等による故障及び損傷
 - ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間利用）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑦当社が認可していない店舗等で修理を行った場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. This product has 1 year limited warranty (excluding Irrigator jet).

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室、ブラウンリペアセンターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」の項をご覧ください。

ブラウン オーラルB オキシジェット 口腔洗浄器 保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品 名	ブラウン オーラルB オキシジェット イリゲーター（口腔洗浄器）	型 番	MD18
保 証 期 間	対 象 部 分	期間（お買い上げの日より）	
	本体/充電器（但し、ジェットノズルは除く）	1 年	
お買い上げ日	年	月	日
お客様ご芳名			
ご 住 所	〒		
販売店・住所			

（販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です）

ジレット ジャパン エルエルシー

〒220-6013 横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA13階